

Beschreibung der vom Veterinärndienst bezahlten Varroa-Mittel

Form 11.0, Januar 2020

Produktebezeichnung	Packungseinheit	Methode	Beutentyp	Dosis pro Volk und Behandlung	Anzahl Völker, die pro Packungseinheit behandelt werden können	
Ameisensäure Aussentemperatur 20 - 25 °C	1 lt. 60%	Stossbehandlung	CH-Kasten	20 - 30 ml	16 – 25	
			1-zargige Magazine	20 ml	25	
			2-zargige Magazine	30 ml - 50 ml	30	
			Dadant	50 ml	20	
	1 lt. 70%	FAM Dispenser Oberbehandlung	alle Typen	130 ml	7	
			Apidea Dispenser Oberbehandlung	CH-Kasten	120 ml	8
				Dadant		
				1-zargige Magazine	130 ml	7
	2-zargige Magazine					
	1 lt. 85%		Liebig Dispenser	CH-Kasten	Aug. 50 ml	6
1-zargige Magazine				Sept. 100 ml		
Dadant				Aug. 100 ml	4	
2-zargige Magazine				Sept. 200 ml		
Oxalsäure 5,7 %	275 ml 1000 ml	Sprühbehandlung bei mind. 8 Grad C	alle Typen	2-4 ml pro bienenbesetzte Wabenseite	Ca. 10 25- 40	
	275 ml 1000 ml	Träufelbehandlung unter + 5 Grad Aussentemperatur	alle Typen	5-6 ml pro bienenbesetzte Wabengasse	8 – 12 30 – 45	
Oxuvor	500 ml	Träufelbehandlung unter + 5 Grad C	alle Typen	pro bienenbesetzte Wabengasse ca. 5 ml	12 – 15	
Varroxal	75 g	Verdampfen bei mind. 4 Grad Aussentemperatur	Alle Typen	1 g für CH-Kasten & 1-zargige Magazine 2g für 2-zargige Magaz.	75 37	
API-Bioxal 35 g	890 ml Sirup	Träufelbehandlung unter + 5 Grad C	alle Typen	2-4 ml pro bienenbesetzte Wabenseite	Ca. 25	
	1,15 g Pulver	Verdampfen bei mind. 4 Grad Aussentemperatur	CH-Kasten	mit Pfännli-Ofen	30	
	2,30 g Pulver		1-zargige Magazine			
		2-zargige Magazine				15
API LIFE VAR zwei Behandlungen bei 20 - 25 Grad C	2 Plättchen pro Packung	min. 1 cm Abstand zum Waben- oberschenkel	CH-Kasten	1	1	
			1-zargige Magazine	1	1	
			2-zargige Magazine	1	1	
			Dadant	1	1	
Thymovar zwei Behandlungen bei 20 - 25 Grad C	10 Plättchen Packung 2x5	min. 1 cm Abstand zum Waben- oberschenkel	CH-Kasten	1	5	
			1-zargige Magazine	1	5	
			2-zargige Magazine	2	2	
			Dadant	1.5	3	
	2 Plättchen Packung 2x1			CH-Kasten	1	1
				1-zargige Magazine	1	1
MAQS Streifen meist nur eine Be- handlung nötig; ideal bei 20 - 25 Grad C; auf rich- tige Belüftung achten !	10 Beutel mit je 2 Streifen	direkt auf Waben- oberschenkel	CH-Kasten	1	20	
			1-zargige Magazine	1	20	
			2-zargige Magazine	2	10	
			Dadant	2	10	
	2 Beutel mit je 2 Streifen		direkt auf Waben- oberschenkel	CH-Kasten	1	4
				1-zargige Magazine	1	4